

Esophageal Dilation Balloon

食道扩张球囊

Balónek pro dilataci jícnu

Dilatationsballon til øsofagus

Oesofageale dilatatieballon

Ballonnet de dilatation oesophagienne

Ösofagusdilatationsballon

Μπαλόνι οισοφαγικής διαστολής

Nyelőcső tágítóballon

Palloncino per dilatazione esofagea

Balon do poszerzania przetyku

Balão de dilatação esofágico

Balón de dilatación esofágica

Esofagusdilatationsballong

19244/0206

COOK®

Endoscopy

English	1
Chinese/中文	3
Czech/Česky	5
Danish/Dansk	7
Dutch/Nederlands	9
French/Français	11
German/Deutsch	13
Greek/Ελληνικά	15
Hungarian/Magyar	17
Italian/Italiano	19
Polish/Polski	21
Portuguese/Português	23
Spanish/Español	25
Swedish/Svenska	27

INTENDED USE

This device is used to endoscopically dilate strictures of the esophagus.

PRODUCT DESCRIPTION

This balloon can be inflated to three distinct diameters, as indicated on package and catheter tag. This device is used in conjunction with an inflation device.

NOTES

If the package is opened or damaged when received, do not use. Visually inspect with particular attention to kinks, bends and breaks. If an abnormality is detected that would prohibit proper working condition, do not use. Please notify Cook Endoscopy for return authorization.

Do not use for any purpose other than the stated intended use.

Store in a dry location, away from temperature extremes.

CONTRAINDICATIONS

Contraindications to dilation include, but are not limited to: asymptomatic rings, webs, or strictures; known or suspected perforation; severe inflammation or scarring near the dilation site.

POTENTIAL COMPLICATIONS

Potential complications associated with gastrointestinal endoscopy include, but are not limited to: perforation, hemorrhage, aspiration, fever, infection, hypotension, respiratory depression or arrest, cardiac arrhythmia or arrest.

PRECAUTIONS

Refer to package label for the minimum channel size requirement for this device.

Do not pre-inflate the balloon.

WARNINGS

During dilation, do not inflate balloon beyond the maximum indicated inflation pressure.

The balloon must be inflated with water only.

Do not advance the balloon dilator if resistance is encountered. Assess the cause of resistance to determine if dilation should be reattempted.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Attach the balloon to a 60 ml (cc) inflation device with gauge to monitor balloon pressure.
2. To facilitate passage through the endoscope, apply negative pressure to the catheter.
3. Remove the protective sheath from the balloon.
4. Apply a lubricating agent to the balloon to facilitate passage through the endoscope accessory channel.

5. Maintain balloon deflation with negative pressure and introduce into the accessory channel of the endoscope, advancing in short increments until the dilator is completely visualized endoscopically. Monitor endoscopically until the balloon is in the desired position within the stricture.
6. Inflate the balloon to the pressure corresponding to the smallest balloon diameter and maintain until desired dilation is achieved. To achieve increasingly larger balloon diameters, increase pressure as indicated on catheter tag. **Note:** Do not exceed the maximum indicated inflation pressure.
7. Apply a vacuum and remove all fluid from the balloon while observing the balloon endoscopically.
8. Remove the deflated balloon from the accessory channel.
Caution: A compromised balloon may prohibit removal from the endoscope accessory channel. Removal of the endoscope along with the compromised balloon may be required.
9. Upon completion of the procedure, dispose of the device per institutional guidelines for biohazardous medical waste.

使用范围

本器材用于内窥镜下扩张食道狭窄。

产品特点

本球囊可被充盈至产品包装及导管标签上所标注的三种不同直径。本器材须与充盈器一道使用。

备注

若包装已被打开或有破损，请勿使用。用前应仔细检查本品，尤应注意是否存在扭结、弯折以及破损等。若发现可能影响使用的异常情况，请勿使用。通知 Cook Endoscopy，以获得退还许可。

除了指定的用途之外，不得用作它用。

必须贮藏在干燥场所，远离极端高温或低温。

禁忌证

扩张的禁忌证包括但不限于以下情况：无症状性食道环、食道蹼或食道狭窄、明确的或可疑的穿孔、扩张部位附近严重的炎症或疤痕等。

潜在并发症

与胃肠道内窥镜相关的潜在并发症包括但不限于以下情况：穿孔、出血、误吸、发热、感染、低血压、呼吸抑制或呼吸暂停、心律不齐或心搏停止等。

注意事项

请参阅包装标签，了解使用本品时所需内窥镜的最小管径。

不要预先充盈球囊。

警告

扩张时，充盈球囊的压力不得超出标定的最大充盈压力。

球囊只能用水充盈。

如果遇到阻力，不要推送球囊扩张器。查找一下阻力原因，并确定是否需要重试扩张操作。

使用说明

1. 将球囊连接到容积为60毫升带有压力表的充盈器上，以便监测球囊压力。
2. 为便于球囊通过内窥镜，可对导管施以负压。
3. 取下球囊的保护套。
4. 用润滑剂对球囊进行润滑，以便于球囊通过内窥镜活检通道。
5. 用负压维持球囊的缩扁状态，并将球囊引入内窥镜活检通道，缓慢地小幅度推送直至在内窥镜下能够看到整个扩张器为止。用内窥镜监视，直至球囊达到狭窄区内的预定位置。
6. 充盈球囊，使压力达到扩张到最小球囊直径所需要的压力，维持该压力，直至完成所需扩张。要逐渐增加至较大的球囊直径，可按导管标签上的标注增大压力。**备注：**不要超过标定的最大充盈压力。
7. 在进行密切的内窥镜观察的同时，对球囊施以真空，以排出所有液体。
8. 从活检通道中取出缩扁的球囊。**警告：**球囊状态不佳时可能会影响其退

出内窥镜活检通道。这时可能需要将内窥镜连同状态不佳的球囊一道取出。

9. 完成操作后，按所在机构的生物危险性医疗废弃物品管理规范处理本器材。

URČENÉ POUŽITÍ

Toto zařízení je určeno na dilataci striktur jícnu gastrokopem.

POPIS VÝROBKU

Tento balónek může být expandován na tři různé rozměry, viz informace na obalu a katetovém štítku. Tento přístroj se používá společně s plnicím zařízením.

POZNÁMKY

Pokud je obal při převzetí otevřen nebo poškozen, zařízení nepoužívejte. Proveďte vizuální kontrolu zařízení; věnujte přitom pozornost zejména zauzlení, ohybům a prasklinám. Pokud objevíte anomálii, která by bránila správné funkci, zařízení nepoužívejte. Požádejte Cook Endoscopy o autorizaci pro vrácení zařízení.

Nepoužívejte toto zařízení pro žádný jiný účel, než pro který je určeno.

Skladujte na suchém místě, chraňte před extrémními teplotami.

KONTRAINDIKACE

Kontraindikace pro dilataci zahrnují, kromě jiného, následující: asymptomatické prstence, sítě nebo striktury, známou perforaci nebo podezření na ni, závažný zánět nebo zjizvení v blízkosti místa dilatace.

POTENCIÁLNÍ KOMPLIKACE

Potenciální komplikace spojené s gastrointestinální endoskopií zahrnují, kromě jiného, následující: perforaci, krvácení, aspiraci, horečku, infekci, hypotenzi, ztížené dýchání nebo zástavu dýchání, srdeční arytmií nebo srdeční zástavu.

UPOZORNĚNÍ

Informace o minimální velikosti přístupového kanálu potřebné pro toto zařízení najdete na štítku na obalu.

Nenaplňujte balónek předem.

VAROVÁNÍ

Během dilatace nenaplňujte balónek více, než je maximální uvedený tlak plnění.

Balónek se musí plnit pouze vodou.

Zastavte posuv balónkového dilatátoru, pokud se setkáte s odporem. Zjistěte, proč dochází k odporu, a rozhodněte, zda se pokusit o dilataci znovu.

NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Připojte balónek k 60 ml plnicímu zařízení, které má měřič tlaku balónku.
2. K usnadnění průchodu endoskopem aplikujte na katetr podtlak.
3. Sejměte ochranný kryt z balónku.
4. Aplikujte na balónek lubrikant, což umožní snadnější průchod přístupovým kanálem.
5. Udržujte balónek splasklý pomocí podtlaku a zaveďte jej do přístupového kanálu endoskopu, postupujte krátkými kroky, až je dilatátor kompletně endoskopicky viditelný. Pokračujte v endoskopickém monitorování, až

balónek dosáhne žádané polohy ve striktuře.

6. Naplňte balónek na tlak odpovídající nejnižšímu průměru balónku a tlak udržujte až do dosažení požadované dilatace. K dosažení větších průměrů balónku zvyšujte tlak, tak jak je uvedeno na katetovém štítku.

Poznámka: Nepřesahujte maximální uvedený tlak plnění.

7. Aplikujte vakuum a odstraňte z balónku veškerou kapalinu za současného endoskopického pozorování balónku.
8. Vyměte vyprázdněný balónek z přístupového kanálu. **Pozor:** Balónek v poškozeném stavu může být obtížné vyjmout z přístupového kanálu endoskopu. Může nastat nutnost vyjmout endoskop spolu s poškozeným balónkem.
9. Po dokončení výkonu zlikvidujte zařízení v souladu se směrnicemi pro likvidaci biologicky nebezpečného lékařského odpadu platnými v daném zdravotnickém zařízení.

TILSIGTET ANVENDELSE

Denne anordning bruges til at dilatere øsofagusstrikturer endoskopisk.

PRODUKTBEKRIVELSE

Denne ballon kan inflateres til tre forskellige diametre, som angivet på pakningen og katetermærkaten. Denne anordning bruges sammen med en inflationspistol.

BEMÆRKNINGER

Hvis emballagen er åbnet eller beskadiget, må den ikke anvendes.

Undersøg produktet visuelt med særlig opmærksomhed på eventuelle bugtninger, bøjninger og brud. Hvis der detekteres noget unormalt, der kan hindre korrekt brug, må anordningen ikke anvendes. Underret Cook Endoscopy for at få tilladelse til at returnere anordningen.

Denne anordning må ikke bruges til noget andet formål end den angivne, påtænkte anvendelse.

Opbevares tørt, væk fra temperaturudsving.

KONTRAIKATIONER

Kontraindikationer til dilatation omfatter, men er ikke begrænset til: asymptomatiske ringe, net eller strikturer; kendt perforation eller mistanke om perforation; svær inflammation eller ardannelse tæt ved dilatationsstedet.

POTENTIELLE KOMPLIKATIONER

Potentielle komplikationer forbundet med gastrointestinal endoskopi omfatter, men er ikke begrænset til: perforation, blødning, aspiration, feber, infektion, hypotension, respirationsdepression eller -ophør, hjerterytmier eller hjertestop.

FORHOLDSREGLER

Find oplysning om den nødvendige minimum kanalstørrelse for denne anordning på emballageetiketten.

Ballonen må ikke inflateres på forhånd.

ADVARSLER

Under dilation må ballonen ikke inflateres ud over det angivne maksimumsinflationstryk.

Ballonen må kun inflateres med vand.

Ballondilatatorens må ikke føres frem, hvis der mødes modstand. Bedøm årsagen til modstand for at afgøre, om dilation bør forsøges igen.

BRUGSANVISNING

1. Sæt ballonen på en 60 ml inflationspistol med måler for at monitorere ballontrykket.
2. Skab undertryk på kateteret for at lette passage gennem endoskopet.
3. Tag beskyttelseshylsteret af ballonen.
4. Læg et smøremiddel på ballonen for at lette passage gennem endoskopets tilbehørskanal.
5. Oprethold ballondeflation med undertrykket og indfør den i endoskopets tilbehørskanal, idet den føres frem i korte trin, indtil dilatatorens er fuldstændig fremstillet endoskopisk. Monitorér endoskopisk, indtil ballonen er ved den ønskede position i strikturen.
6. Inflatér ballonen til det tryk, der svarer til den mindste ballondiameter og oprethold trykket, indtil den ønskede dilatation er nået. Stadig større ballondiameter opnås ved at øge trykket som angivet på katetermærkaten. **Bemærk:** Det angivne maksimumsinflationstryk må ikke overstiges.
7. Påfør undertryk og fjern al væske fra ballonen, mens ballonen iagttages endoskopisk.
8. Tag den deflaterede ballon ud af tilbehørskanalen.
Forsigtig: En ødelagt ballon kan umuliggøre fjernelse fra endoskopets tilbehørskanal. Det kan være nødvendigt at fjerne endoskopet sammen med den ødelagte ballon.
9. Efter udført indgreb kasseres anordningen efter hospitalets retningslinjer for biologisk farligt medicinsk affald.

BEOOGD GEBRUIK

Dit instrument wordt gebruikt voor het endoscopisch dilateren van oesofagusstricturen.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Deze ballon kan tot drie onderscheiden diameters worden geïnfleteerd als aangegeven op de verpakking en op het katheterlabel. Dit instrument wordt samen met een inflatie-instrument gebruikt.

OPMERKINGEN

Niet gebruiken indien de verpakking bij ontvangst geopend of beschadigd is. Een visuele inspectie uitvoeren met bijzondere aandacht voor knikken, buigingen en breuken. Niet gebruiken indien er een abnormaliteit wordt waargenomen die de juiste werking kan verhinderen. Neem contact op met Cook Endoscopy voor een retourmachtiging.

Dit instrument mag niet voor enigerlei ander doel worden gebruikt dan onder 'Beoogd gebruik' vermeld staat.

Op een droge plaats zonder extreme temperaturen bewaren.

CONTRA-INDICATIES

Contra-indicaties voor dilatatie zijn onder meer: asymptomatische ringen, webben of stricturen; bekende perforatie of verdenking daarop; ernstige ontsteking van of littekenvorming bij de dilatatieplaats.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Bij gastro-intestinale endoscopie kunnen zich onder meer de volgende complicaties voordoen: perforatie, hemorragie, aspiratie, koorts, infectie, hypotensie, ademdepressie of ademstilstand, hartritmestoornissen of hartstilstand.

VOORZORGSMAATREGELEN

Raadpleeg het etiket op de verpakking voor de minimale grootte van het werkkanaal die voor dit instrument vereist is.

De ballon mag niet vooraf worden geïnfleteerd.

WAARSCHUWINGEN

Tijdens dilatatie mag de ballon niet verder dan de aangegeven maximum inflatiedruk worden geïnfleteerd.

De ballon mag uitsluitend met water worden geïnfleteerd.

De ballondilatator mag niet worden opgevoerd als er weerstand wordt gevoeld. Ga na wat de oorzaak van de weerstand is en beoordeel of er een nieuwe dilatatiepoging moet worden ondernomen.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Sluit de ballon aan op een 60 ml inflatie-instrument met drukmeter om de ballondruk te bewaken.
2. Breng negatieve druk aan in de katheter om de ballon door de endoscoop te kunnen opvoeren.
3. Verwijder de beschermhuls van de ballon.
4. Breng een glijmiddel aan op de ballon zodat deze gemakkelijker het werkkanaal van de endoscoop kan passeren.
5. Houd de ballon onder negatieve druk gedeflateerd en breng de ballon in het werkkanaal van de endoscoop. Voer de ballon met kleine eindjes tegelijk op tot de dilatator endoscopisch geheel zichtbaar is. Volg de ballon endoscopisch tot deze in de gewenste positie binnen de strictuur ligt.
6. Inflateer de ballon tot de druk die met de kleinste ballondiameter overeenkomt en handhaaf deze druk tot de gewenste dilatatie bereikt is. Om een steeds grotere ballondiameter te bewerkstelligen moet de druk als aangegeven op het katheterlabel worden verhoogd.
N.B.: De aangegeven maximum inflatiedruk mag niet worden overschreden.
7. Breng vacuüm aan en verwijder alle vloeistof uit de ballon onder endoscopische observatie.
8. Verwijder de gedeflateerde ballon uit het werkkanaal.
Let op: Een beschadigde ballon kan mogelijk niet uit het werkkanaal van de endoscoop worden verwijderd. Het kan nodig zijn de endoscoop samen met de beschadigde ballon te verwijderen.
9. Verwijder na het voltooiën van de procedure het instrument volgens de richtlijnen voor biologisch gevaarlijk medisch afval van uw instelling.

UTILISATION

Ce dispositif est utilisé pour la dilatation de sténoses oesophagiennes par voie endoscopique.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce ballonnet peut être gonflé à trois diamètres distincts, tel qu'indiqué sur l'emballage et sur l'étiquette du cathéter. Ce dispositif est utilisé conjointement à un dispositif de gonflage.

REMARQUES

Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé à la livraison. Examiner visuellement chaque dispositif en veillant particulièrement à l'absence de coutures, courbures et ruptures. Ne pas utiliser si une anomalie est détectée susceptible d'empêcher le bon fonctionnement du dispositif. Avertir Cook Endoscopy pour obtenir une autorisation de renvoi.

Ne pas utiliser ce dispositif pour des indications autres que celle présentée ici.

Conserver dans un lieu sec, à l'abri de températures extrêmes.

CONTRE-INDICATIONS

Parmi les contre-indications à une dilatation, on citera : anneaux, palmatures et sténoses asymptomatiques, perforation connue ou soupçonnée, inflammation grave ou cicatrice à proximité du site de dilatation.

COMPLICATIONS POSSIBLES

Parmi les complications possibles associées à une endoscopie gastrointestinale, on citera : perforation, hémorragie, aspiration, fièvre, infection, hypotension, dépression ou arrêt respiratoire, arythmie ou arrêt cardiaque.

MISES EN GARDE

Consulter l'étiquette de l'emballage en ce qui concerne le calibre de canal minimum nécessaire pour ce dispositif.

Ne pas prégonfler le ballonnet.

AVERTISSEMENTS

Pendant la dilatation, ne pas gonfler le ballonnet au-delà de la pression de gonflage maximum indiquée.

Le ballonnet doit être gonflé uniquement avec de l'eau.

Ne pas faire progresser le dilateur à ballonnet en cas de résistance. Évaluer la cause de la résistance pour déterminer si la dilatation doit être tentée de nouveau.

MODE D'EMPLOI

1. Raccorder le ballonnet à un dispositif de gonflage de 60 ml muni d'un manomètre pour surveiller la pression du ballonnet.
2. Pour faciliter le passage à travers l'endoscope, appliquer une pression négative au cathéter.
3. Retirer la gaine de protection du ballonnet.
4. Appliquer un lubrifiant au ballonnet pour faciliter son passage à travers le canal opérateur de l'endoscope.
5. Maintenir le dégonflage du ballonnet avec la pression négative et l'introduire dans le canal opérateur, en le faisant avancer par petites étapes jusqu'à ce que le dilateur soit entièrement visualisé sous endoscopie. Continuer sous contrôle radioscopique jusqu'à ce que le ballonnet atteigne la position souhaitée dans la sténose.
6. Gonfler le ballonnet à la pression correspondant à son plus petit diamètre, et maintenir jusqu'à l'obtention de la dilatation souhaitée. Pour obtenir des diamètres de ballonnet plus grands, augmenter la pression de la manière indiquée sur l'étiquette du cathéter.
Remarque : Ne pas dépasser la pression de gonflage maximum indiquée.
7. Appliquer le vide et retirer tout le liquide du ballonnet sous contrôle endoscopique.
8. Retirer le ballonnet dégonflé du canal opérateur.
Mise en garde : Un ballonnet endommagé peut empêcher son retrait du canal opérateur de l'endoscope. Il peut alors être nécessaire de retirer l'endoscope avec le ballonnet endommagé.
9. Lorsque la procédure est terminée, jeter le dispositif conformément aux directives de l'établissement sur l'élimination des déchets médicaux posant un danger de contamination.

VERWENDUNGSZWECK

Dieses Instrument wird zur endoskopischen Erweiterung von Strikturen des Ösophagus verwendet.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Ballon kann auf drei unterschiedliche Durchmesser inflatiert werden, die auf der Packung sowie auf dem Katheteretikett angegeben sind. Dieses Instrument wird zusammen mit einem Inflationsgerät verwendet.

HINWEISE

Nicht verwenden, falls die Verpackung bereits geöffnet oder beschädigt ist. Das Produkt einer Sichtprüfung unterziehen und dabei besonders auf Knicke, Verbiegungen und Bruchstellen achten. Nicht verwenden, falls Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, die die einwandfreie Funktion beeinträchtigen würden. Lassen Sie sich bitte von Cook Endoscopy eine Rückgabeberechtigung erteilen.

Nur für den angegebenen Verwendungszweck einsetzen.

Trocken lagern und keinen extremen Temperaturen aussetzen.

KONTRAINDIKATIONEN

Kontraindikationen der Dilatation sind unter anderem: asymptomatische Ringe, Netze oder Strikturen, bekannte oder vermutete Perforation, schwere Entzündung oder Vernarbung nahe der Dilatationsstelle.

POTENZIELLE KOMPLIKATIONEN

Zu den mit der Magen-Darm-Endoskopie in Verbindung gebrachten potenziellen Komplikationen gehören unter anderem: Perforation, Blutung, Aspiration, Fieber, Infektion, Hypotonie, Atemdepression oder Atemstillstand, Herzarrhythmie oder Herzstillstand.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Die für dieses Instrument erforderliche Mindestgröße des Arbeitskanals ist auf dem Verpackungsetikett angegeben.

Den Ballon nicht vorinflatieren.

WARNHINWEISE

Den Ballon bei der Inflation nicht über den angegebenen maximalen Inflationsdruck inflatieren.

Der Ballon darf nur mit Wasser inflatiert werden.

Den Ballondilatator nicht weiter vorschieben, wenn ein Widerstand zu spüren ist. Die Ursache des Widerstands ermitteln, um zu bestimmen, ob ein weiterer Dilatationsversuch unternommen werden sollte.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Den Ballon an einem 60-ml-Inflationsgerät mit Druckmesser anbringen, um den Ballondruck zu überwachen.
2. Um die Einführung durch das Endoskop zu erleichtern, einen Unterdruck im Katheter erzeugen.
3. Die Schutzhülle vom Ballon entfernen.
4. Ein Gleitmittel auf den Ballon auftragen, um die Einführung durch den Arbeitskanal des Endoskops zu erleichtern.
5. Die Ballondeflation durch Unterdruck beibehalten, den deflatierten Ballon in den Arbeitskanal des Endoskops einführen und in kurzen Schritten vorschieben, bis der gesamte Dilatator im Endoskop sichtbar ist. Endoskopisch kontrollieren, bis sich der Ballon an der gewünschten Position innerhalb der Striktur befindet.
6. Den Ballon auf den Druck entsprechend dem kleinsten Ballondurchmesser inflatieren und den Druck beibehalten, bis die gewünschte Dilatation erreicht ist. Um zunehmend größere Ballondurchmesser zu erzielen, den Druck wie auf dem Katheteretikett angegeben erhöhen. **Hinweis:** Den angegebenen maximalen Inflationsdruck nicht überschreiten.
7. Unterdruck erzeugen und sämtliche Flüssigkeit aus dem Ballon unter endoskopischer Beobachtung des Ballons entfernen.
8. Den deflatierten Ballon aus dem Arbeitskanal entfernen.
Vorsicht: Ein beschädigter Ballon lässt sich eventuell nicht aus dem Arbeitskanal des Endoskops entfernen. Das Endoskop müsste dann zusammen mit dem beschädigten Ballon entfernt werden.
9. Nach Beendigung des Verfahrens das Instrument nach Klinikrichtlinien für den Umgang mit biogefährlichem medizinischem Abfall entsorgen.

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για την ενδοσκοπική διαστολή στενώσεων του οισοφάγου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το μπαλόνι αυτό μπορεί να πληρωθεί έως τρεις διακριτές διαμέτρους, όπως υποδεικνύεται στη συσκευασία και στη σήμανση καθετήρα. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συσκευή πλήρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά κατά την παραλαβή της, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Επιθεωρήστε οπτικά προσέχοντας ιδιαίτερα για τυχόν στρεβλώσεις, κάμψεις και ρήξεις. Εάν εντοπίσετε μια ανωμαλία που θα παρεμπόδιζε τη σωστή κατάσταση λειτουργίας, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ενημερώστε την Cook Endoscopy για να λάβετε εξουσιοδότηση επιστροφής.

Μη χρησιμοποιείτε για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός από την αναφερόμενη χρήση για την οποία προορίζεται.

Φυλάσσετε σε ξηρό χώρο, μακριά από ακραίες τιμές θερμοκρασίας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μεταξύ των αντενδείξεων στη διαστολή περιλαμβάνονται και οι εξής: ασυμπτωματικοί δακτύλιοι, μεμβράνες ή στενώσεις, γνωστή ή πιθανολογούμενη διάτρηση, βαριά φλεγμονή ή ουλοποίηση κοντά στη θέση διαστολής.

ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Μεταξύ των δυνατικών επιπλοκών που σχετίζονται με τη γαστρεντερική ενδοσκόπηση περιλαμβάνονται και οι εξής: διάτρηση, αιμορραγία, εισρόφηση, πυρετός, λοίμωξη, υπόταση, καταστολή ή παύση της αναπνοής, καρδιακή αρρυθμία ή ανακοπή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ανατρέξτε στην ετικέτα της συσκευασίας για το ελάχιστο μέγεθος καναλιού που απαιτείται για τη συσκευή αυτή.

Μην προπληρώνετε το μπαλόνι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια της διαστολής, μην πληρώνετε το μπαλόνι πέρα από τη μέγιστη πίεση πλήρωσης που υποδεικνύεται.

Το μπαλόνι πρέπει να πληρώνεται με νερό μόνο.

Μην προωθείτε το διαστολέα με μπαλόνι εάν συναντήσετε αντίσταση.

Εκτιμήστε την αιτία της αντίστασης, έτσι ώστε να προσδιορίσετε εάν πρέπει να επιχειρήσετε πάλι διαστολή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προσαρτήστε το μπαλόνι σε συσκευή πλήρωσης 60 ml με μανόμετρο για την παρακολούθηση της πίεσης του μπαλονιού.
2. Για τη διευκόλυνση της διόδου μέσω του ενδοσκοπίου, εφαρμόστε αρνητική πίεση στον καθετήρα.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό θηκάρι από το μπαλόνι.
4. Εφαρμόστε έναν λιπαντικό παράγοντα στο μπαλόνι για τη διευκόλυνση της διόδου μέσω του καναλιού εργασίας του ενδοσκοπίου.
5. Διατηρήστε το ξεφούσκωμα του μπαλονιού με αρνητική πίεση και εισαγάγετε στο κανάλι εργασίας του ενδοσκοπίου, προωθώντας με μικρά βήματα έως ότου ο διαστολέας απεικονιστεί πλήρως ενδοσκοπικά. Παρακολουθείτε ενδοσκοπικά, έως ότου το μπαλόνι βρεθεί στην επιθυμητή θέση εντός της στένωσης.
6. Πληρώστε το μπαλόνι στην πίεση που αντιστοιχεί στην πλέον μικρή διάμετρο του μπαλονιού και διατηρήστε την πίεση έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή διαστολή. Για να επιτύχετε αυξανόμενα μεγαλύτερες διαμέτρους μπαλονιού, αυξήστε την πίεση όπως υποδεικνύεται στη σήμανση του καθετήρα. **Σημείωση:** Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση πλήρωσης που υποδεικνύεται.
7. Εφαρμόστε κενό και αφαιρέστε όλο το υγρό από το μπαλόνι, ενώ παρατηρείτε το μπαλόνι ενδοσκοπικά.
8. Αφαιρέστε το ξεφουσκωμένο μπαλόνι από το κανάλι εργασίας.
Προσοχή: Ένα μπαλόνι που έχει υποστεί ζημιά ενδέχεται να μην επιτρέπει την αφαίρεση από το κανάλι εργασίας του ενδοσκοπίου. Ενδέχεται να χρειαστεί αφαίρεση του ενδοσκοπίου μαζί με το μπαλόνι που έχει υποστεί ζημιά.
9. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ιδρύματός σας για βιολογικά επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα.

RENDELTTETÉS

Ez az eszköz az oesophagus szűkületeinek endoszkópos tágítására szolgál.

TERMÉKLEÍRÁS

A ballon három eltérő nagyságú átmérőre tölthető fel, amelyek a csomagoláson és a katéteren elhelyezett címkén vannak feltüntetve. Az eszközt feltöltő eszközzel együtt kell használni.

MEGJEGYZÉSEK

Ha a csomagolást átvételkor nyitva találja vagy az sérült, ne használja az eszközt. Szemrevételezéssel ellenőrizze, különös tekintettel a hurkokra, csomókra és törésekre. Ha olyan rendellenességet észlel, amely a megfelelő működést megakadályozza, ne használja az eszközt. Kérjen visszáru kódot a Cook Endoscopy cégtől.

A feltüntetett rendeltetési területeken kívül az eszközt más célra ne alkalmazza! Száraz helyen tartandó, szélsőséges hőmérsékleti értékektől védve.

ELLENJAVALLATOK

A tágítás ellenjavallatai közé - a teljesség igénye nélkül - az alábbiak sorolhatók: tünetmentes gyűrűk, hátrák vagy szűkületek; ismert vagy gyanított perforáció; súlyos gyulladás vagy hegesedés a dilatációt igénylő terület közelében.

LEHETSÉGES KOMPLIKÁCIÓK

A gastrointestinalis endoszkópiával összefüggésben keletkező lehetséges szövődmények közé - a teljesség igénye nélkül - az alábbiak sorolhatók: perforáció, vérzés, aspiráció, láz, fertőzés, hypotensio, légzésdepresszió vagy légzésleállítás, szívritmuszavar, illetve szívmegállás.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az eszköz számára szükséges legkisebb csatornaméretet lásd a tájékoztatón.

Ne töltsse fel előre a ballont!

FIGYELMEZTETÉSEK

A tágítás során ne töltsse fel a ballont a megadott maximális feltöltési nyomásértéknél magasabb nyomásra.

A ballont kizárólag vízzel szabad feltölteni.

Ne tolja előre a tágítóbballont, ha ellenállást észlel. Állapítsa meg az ellenállás okát, és mérlegelje, hogy a tágítást meg kell-e ismét kísérelni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. A ballon nyomásának folyamatos ellenőrzéséhez csatlakoztassa a ballont egy 60 ml-es, nyomásmérővel rendelkező feltöltő eszközre.
2. Az endoszkópon történő keresztülhaladás elősegítése érdekében alkalmazzon negatív nyomást a katéterre.
3. Vegye le a ballonról a védőfóliát.
4. Az endoszkóp munkacsatornáján keresztül történő felvezetés megkönnyítése érdekében alkalmazzon síkosítószer a ballonon.
5. Negatív nyomás fenntartásával tartsa a ballont leengedett állapotban, és vezesse be a ballont az endoszkóp munkacsatornájába, rövid szakaszokban előretolva, amíg a ballon endoszkóppal tökéletesen láthatóvá nem válik. Folyamatosan ellenőrizze a ballont endoszkóppal, amíg a szűkületen belül el nem éri a kívánt helyzetet.
6. Töltse fel a ballont a legkisebb ballonátmérőnek megfelelő nyomásértékre, és tartsa fenn a nyomást, amíg a kívánt mértékű tágítást el nem érte. A ballon átmérőjének folyamatos növeléséhez növelje a nyomást a katéter címkéjén megadottak szerint. **Megjegyzés:** Ne lépje túl a maximális feltöltési nyomásra megadott értéket.
7. Vákuum alkalmazásával és endoszkópos megfigyelés mellett távolítsa el az összes folyadékot a ballonból.
8. A munkacsatornán keresztül távolítsa el a leengedett ballont.
Vigyázat: A ballon sérülése esetén előfordulhat, hogy nem lehet eltávolítani az endoszkóp munkacsatornáján keresztül. Ilyen esetben szükségessé válhat az endoszkóp sérült ballonnal együttesen történő eltávolítása.
9. Az eljárás végeztével a biológiailag veszélyes orvosi hulladéokra vonatkozó intézményi előírások szerint dobja ki az eszközt.

USO PREVISTO

Questo dispositivo è usato per la dilatazione endoscopica delle stenosi a carico dell'esofago.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il presente palloncino può essere gonfiato ottenendo tre diametri diversi, come indicato sulla sua confezione e sulla targhetta del catetere. Esso viene usato unitamente a un dispositivo di gonfiaggio.

NOTE

Non usare il dispositivo se, al momento della consegna, la confezione è aperta o danneggiata. Esaminare visivamente il dispositivo prestando particolare attenzione all'eventuale presenza di attorcigliamenti, piegature e rotture. In caso di anomalie in grado di compromettere la funzionalità del dispositivo, non utilizzarlo. Rivolgersi alla Cook Endoscopy per richiedere l'autorizzazione alla restituzione del dispositivo.

Non utilizzare questo dispositivo per applicazioni diverse da quelle espressamente indicate.

Conservare il dispositivo in luogo asciutto e al riparo da temperature estreme.

CONTROINDICAZIONI

Le controindicazioni alla dilatazione includono, senza limitazioni: ring, web o stenosi asintomatici; perforazione nota o sospetta; infiammazione grave o formazione di tessuto cicatriziale nei pressi del sito della dilatazione.

POTENZIALI COMPLICANZE

Le potenziali complicanze associate all'endoscopia gastrointestinale includono, senza limitazioni: perforazione, emorragia, aspirazione, febbre, infezione, ipotensione, depressione respiratoria o arresto respiratorio, aritmia o arresto cardiaco.

PRECAUZIONI

Per il diametro minimo del canale operativo dell'endoscopio necessario per questo dispositivo, vedere l'etichetta della confezione.

Non gonfiare il palloncino prima dell'intervento.

AVVERTENZE

Durante la dilatazione, non superare la pressione di gonfiaggio massima indicata per il gonfiaggio del palloncino.

Il palloncino va gonfiato esclusivamente con acqua.

Non fare avanzare il dilatatore a palloncino in caso di resistenza. Valutare la causa della resistenza per determinare se è il caso di tentare nuovamente la dilatazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Collegare il palloncino a un dispositivo di gonfiaggio da 60 ml dotato di manometro in grado di monitorare la pressione del palloncino.
2. Per facilitare il passaggio all'interno dell'endoscopio, applicare pressione negativa al catetere.
3. Rimuovere la guaina protettiva dal palloncino.
4. Applicare un agente lubrificante al palloncino per agevolarne il passaggio attraverso il canale operativo dell'endoscopio.
5. Mantenere sgonfio il palloncino mantenendo il vuoto al suo interno e inserirlo nel canale operativo dell'endoscopio, facendolo avanzare in piccoli incrementi fino a ottenere la visualizzazione endoscopica dell'intero dilatatore. Monitorare endoscopicamente l'avanzamento del palloncino fino a raggiungere la posizione desiderata all'interno della stenosi.
6. Gonfiare il palloncino alla pressione corrispondente al diametro di gonfiaggio minore e mantenere tale pressione fino a ottenere la dilatazione desiderata. Per ottenere diametri del palloncino progressivamente maggiori, aumentare la pressione come indicato sulla targhetta del catetere. **Nota** - Non superare la pressione di gonfiamento massima indicata.
7. Applicare pressione negativa e aspirare tutto il fluido presente nel palloncino osservando endoscopicamente il palloncino stesso.
8. Estrarre il palloncino sgonfio dal canale operativo dell'endoscopio. **Attenzione** - Un palloncino danneggiato può risultare impossibile da rimuovere dal canale operativo dell'endoscopio. In questo caso può essere necessario rimuovere l'endoscopio unitamente al dilatatore a palloncino danneggiato.
9. Al completamento della procedura, eliminare il dispositivo in conformità alle disposizioni della struttura sanitaria relative ai rifiuti medici pericolosi dal punto di vista biologico.

PRZEZNACZENIE WYROBU

Niniejsze urządzenie jest używane do endoskopowego poszerzania zwężen przelyku.

OPIS PRODUKTU

Niniejszy balon można rozszerzyć do trzech różnych średnic podanych na opakowaniu i etykiecie cewnika. Urządzenie jest stosowane w połączeniu z urządzeniem do wypełniania.

UWAGI

Nie używać urządzenia, jeśli otrzymane opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Obejrzeć wyrób w poszukiwaniu załamań, zagięć i pęknięć. Nie używać w przypadku znalezienia nieprawidłowości, która może uniemożliwić właściwe działanie. Należy zwrócić się do firmy Cook Endoscopy o zgodę na zwrot urządzenia.

Nie używać do jakichkolwiek innych celów, niezgodnych z podanym przeznaczeniem.

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od skrajnych temperatur.

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania do zabiegu poszerzenia obejmują między innymi: bezobjawowe pierścienie, pasma lub zwężenia; rozpoznanie lub podejrzenie perforacji; ciężkie zapalenie lub zbliznowacenie w pobliżu miejsca poszerzania.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Do potencjalnych powikłań związanych z endoskopią przewodu pokarmowego należą między innymi: perforacja, krwotok, aspiracja, gorączka, zakażenie, hipotensja, depresja oddechowa lub zatrzymanie oddechu, zaburzenia rytmu serca lub zatrzymanie krążenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Minimalna średnica kanału roboczego wymagana dla tego wyrobu została podana na etykiecie opakowania.

Nie wypełniać wstępnie balonu.

OSTRZEŻENIA

Podczas poszerzania nie wypełniać balonu poza wskazane maksymalne ciśnienie wypełnienia.

Balon wolno wypełniać tylko wodą.

Nie wsuwać poszerzadła balonowego, jeśli wyczuwalny jest opór. Ocenić przyczynę oporu, aby określić konieczność podjęcia ponownej próby poszerzenia.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Podłączyć balon do urządzenia do wypełniania o pojemności 60 ml z miernikiem do monitorowania ciśnienia w balonie.
2. Aby ułatwić przesunięcie przez endoskop, należy wytworzyć w cewniku podciśnienie.
3. Zdjąć z balonu osłonkę ochronną.
4. Posmarować balon środkiem poślizgowym, aby umożliwić przesuwanie przez kanał roboczy endoskopu.
5. Utrzymując opróżnienie balonu w wyniku działania podciśnienia, wprowadzić go do kanału roboczego endoskopu, następnie wsuwać w krótkich odstępach do całkowitego uwidocznienie poszerzała w polu widzenia endoskopu. Pod kontrolą endoskopu wprowadzić balon dożądanego położenia w obrębie zwężenia.
6. Wypełnić balon do ciśnienia odpowiadającego najmniejszej średnicy balonu i utrzymać taki stopień wypełnienia do osiągnięcia żądanego poszerzenia. W celu uzyskania większych średnic balonu należy zwiększyć ciśnienie zgodnie z danymi na etykiecie cewnika. **Uwaga:** Nie przekraczać wskazanego maksymalnego ciśnienia wypełnienia.
7. Zastosować podciśnienie i pod kontrolą endoskopową usunąć cały płyn z balonu.
8. Wyjąć opróżniony balon z kanału roboczego. **Przeostroga:** Wyjęcie uszkodzonego balonu z kanału roboczego endoskopu może być niemożliwe. Konieczne może być wyjęcie endoskopu wraz z uszkodzonym balonem.
9. Po zakończeniu zabiegu usunąć urządzenie zgodnie z zaleceniami danej placówki dotyczącymi odpadów medycznych stanowiących zagrożenie biologiczne.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Este dispositivo é utilizado para dilatar estenoses do esófago por via endoscópica.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este balão pode ser insuflado para três diâmetros diferentes, tal como é indicado na embalagem e no rótulo do cateter. Este dispositivo destina-se a ser utilizado com um dispositivo de insuflação.

NOTAS

Se, no momento da recepção, a embalagem se encontrar aberta ou danificada, não utilize o produto. Inspeccione visualmente com particular atenção a vincos, dobras e fracturas. Se detectar alguma anomalia que impeça um funcionamento correcto do produto, não o utilize. Avise a Cook Endoscopy para obter uma autorização de devolução do produto.

Utilize este dispositivo exclusivamente para os fins indicados na utilização prevista.

Guarde num local seco, afastado de temperaturas extremas.

CONTRA-INDICAÇÕES

As contra-indicações à dilatação incluem, embora não se limitem a: estenoses, membranas ou anéis assintomáticos, existência ou suspeita de perfuração, inflamação grave ou tecido cicatricial importante próximo do local de dilatação.

POTENCIAIS COMPLICAÇÕES

As potenciais complicações associadas à endoscopia gastrointestinal incluem, embora não se limitem a: perfuração, hemorragia, aspiração, febre, infecção, hipotensão, depressão ou paragem respiratória e arritmia ou paragem cardíaca.

PRECAUÇÕES

Consulte o rótulo da embalagem relativamente ao diâmetro mínimo do canal necessário para este dispositivo.

Não insufla previamente o balão.

ADVERTÊNCIAS

Durante a dilatação, não insufla o balão para além da pressão de insuflação máxima indicada.

O balão só pode ser insuflado com água.

Se sentir alguma resistência, não avance o dilatador com balão. Avalie a causa da resistência para determinar se deverá voltar a tentar a dilatação.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Adapte o balão a um dispositivo de insuflação de 60 ml com manómetro, para monitorizar a pressão do balão.
2. Para facilitar a passagem através do endoscópio, aplique vácuo ao cateter.
3. Retire a bainha protectora do balão.
4. Aplique um agente lubrificante ao balão para facilitar a passagem através do canal acessório do endoscópio.
5. Mantenha o balão esvaziado com vácuo e introduza-o no canal acessório do endoscópio, avançando pouco a pouco até que o dilatador seja visualizado na totalidade por endoscopia. Monitorize com fluoroscopia até o balão se encontrar na posição desejada na área de estenose.
6. Insufle o balão até à pressão correspondente ao diâmetro mais pequeno do balão e mantenha-a até conseguir a dilatação desejada. Para conseguir diâmetros cada vez maiores do balão, aumente a pressão conforme indicado no rótulo do cateter.
Nota: Não exceda a pressão de insuflação máxima indicada.
7. Aplique vácuo e remova todo o líquido do balão, enquanto observa o balão por endoscopia.
8. Retire o balão vazio do canal acessório. **Atenção:** Se o balão não estiver vazio, poderá não permitir a sua remoção do canal acessório do endoscópio. Nesta situação, pode ser necessário remover o endoscópio em conjunto com o balão.
9. Quando terminar o procedimento, elimine o dispositivo de acordo com as normas institucionais relativas a resíduos médicos biológicos perigosos.

INDICACIONES

Este dispositivo se utiliza para dilatar estenosis del esófago utilizando endoscopia.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este balón puede hincharse hasta obtener tres diámetros diferentes, como se indica en el envase y en la etiqueta del catéter. Este dispositivo se utiliza junto con un dispositivo de hinchado.

NOTAS

No utilice el dispositivo si el envase está abierto o dañado cuando lo reciba. Inspeccione visualmente el dispositivo, prestando especial atención a la presencia de plicaturas, dobleces o roturas. No lo utilice si detecta alguna anomalía que pudiese impedir el funcionamiento correcto. Notifíquelo a Cook Endoscopy para obtener una autorización de devolución.

No utilice este dispositivo para otro propósito que no sea el especificado en las indicaciones.

Almacénelo en un lugar seco y protegido de temperaturas extremas.

CONTRAINDICACIONES

Las contraindicaciones de la dilatación incluyen, entre otras: anillos, membranas o estenosis asintomáticos; sospecha o certeza de perforación; inflamación o cicatrización graves cerca del lugar de la dilatación.

COMPLICACIONES POSIBLES

Las complicaciones posibles asociadas a la endoscopia gastrointestinal incluyen, entre otras: perforación, hemorragia, aspiración, fiebre, infección, hipotensión, depresión o parada respiratorias, y arritmia o parada cardíacas.

PRECAUCIONES

La etiqueta del envase especifica el tamaño mínimo del canal requerido para este dispositivo.

No hinche de antemano el balón.

ADVERTENCIAS

Durante la dilatación, no hinche el balón a más de la presión máxima de hinchado indicada.

El balón debe hincharse sólo con agua.

No haga avanzar el balón de dilatación si nota resistencia. Evalúe la causa de la resistencia para determinar si debe volverse a intentar la dilatación.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Acople el balón a un dispositivo de hinchado de 60 ml con manómetro para vigilar la presión del balón.
2. Para facilitar el paso a través del endoscopio, aplique presión negativa al catéter.
3. Retire la vaina protectora del balón.
4. Unte el balón con lubricante para facilitar el paso a través del canal de accesorios del endoscopio.
5. Mantenga el balón deshinchado con presión negativa, introdúzcalo en el canal de accesorios del endoscopio y hágalo avanzar poco a poco hasta que el dilatador pueda visualizarse por completo mediante endoscopia. Utilice endoscopia para vigilar todo el proceso hasta que el balón se encuentre en la posición deseada dentro de la estenosis.
6. Hinche el balón hasta obtener la presión correspondiente al diámetro más pequeño y manténgalo así hasta conseguir la dilatación deseada. Para obtener diámetros de balón cada vez mayores, aumente la presión de la forma indicada en la etiqueta del catéter. **Nota:** No supere la presión de hinchado máxima indicada.
7. Aplique vacío y extraiga todo el líquido del balón mientras observa éste mediante endoscopia.
8. Retire el balón deshinchado del canal de accesorios. **Aviso:** Si un balón está deteriorado, es posible que no pueda extraerse del canal de accesorios del endoscopio, y que sea necesario extraer el endoscopio junto con el balón.
9. Tras finalizar el procedimiento, deseche el dispositivo según las pautas del centro para residuos médicos biopeligrosos.

AVSEDD ANVÄNDNING

Anordningen används för att endoskopiskt dilatera förträngningar i matstrupen.

PRODUKTBESKRIVNING

Denna ballong kan fyllas till tre distinkta diametrar, enligt anvisningarna på förpackningen och kateteretiketten. Denna anordning används tillsammans med en fyllningsanordning.

ANTECKNINGAR

Använd ej om förpackningen är öppnad eller skadad när den mottages.

Undersök den visuellt och leta speciellt efter veck, böjar och brott.

Använd inte om en abnormitet upptäcks vilken kan förhindra korrekt arbetsförhållande. Meddela Cook Endoscopy för returauktorisering.

Använd inte denna anordning för något annat syfte än den avsedda användning som anges.

Förvaras på torr plats och på avstånd från extrem temperatur.

KONTRAIKATIONER

Kontraindikationer vid dilatation omfattar men är inte begränsade till asymptomatiske cirklar, nät eller förträngningar; känd eller misstänkt perforation; allvarlig inflammation eller ärrbildning i närheten av dilatationsområdet.

POTENTIELLA KOMPLIKATIONER

Potentiella komplikationer i samband med gastrointestinal endoskopi omfattar men är inte begränsade till perforation, hemorragi, aspiration, feber, infektion, hypotoni, andningsdepression eller -stillestånd samt hjärtarytmi eller -stillestånd.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Se förpackningsetiketten för krav på minsta kanalstorlek för denna anordning.

Ballongen får inte förhandsfyllas.

VARNINGAR

Vid dilatation får ballongens fyllningstryck inte överstiga max. angivet tryck.

Ballongen får endast fyllas med vatten.

För inte in ballongdilatorn om det uppstår motstånd. Analysera orsaken till motståndet för att fastställa om försök till dilatation bör utföras igen.

BRUKSANVISNING

1. Fäst ballongen vid en 60 ml fyllningsanordning med tryckmätare för att övervaka ballongtrycket.
2. Underlätta passagen genom endoskopet genom att tillämpa undertryck på katetern.
3. Avlägsna skyddshöljet från ballongen.
4. Applicera ett smörjmedel på ballongen för att underlätta dess passage genom endoskopets arbetskanal.
5. Bevara ballongen i tomt tillstånd med hjälp av undertryck och för in den i endoskopets arbetskanal; för in den lite i taget tills dilatatorn kan ses fullständigt i endoskopet. Övervaka med endoskop tills ballongen är i önskat läge inuti förträngningen.
6. Fyll ballongen till det tryck som motsvarar minsta ballongdiameter och bibehåll trycket tills önskad dilatation har uppnåtts. För att uppnå gradvis större ballongdiameter ska trycket ökas enligt anvisningen på kateteretiketten. **Obs!** Överskrid inte angivet max. fyllningstryck.
7. Applicera vakuum och töm ballongen på vätska samtidigt som den observeras endoskopiskt.
8. Avlägsna den tömda ballongen från arbetskanalen.
Var försiktig: Om ballongen är trasig kan det förhindra dess avlägsnande från endoskopets arbetskanal. Endoskopet kan behöva avlägsnas tillsammans med den skadade ballongen.
9. När ingreppet avslutats kasseras instrumentet enligt institutionens fastställda rutiner för biofarligt medicinskt avfall.

Cook is a registered trademark of Cook Incorporated.



Cook Endoscopy
4900 Bethania Station Road
Winston-Salem, North Carolina 27105
USA



RxOnly



Cook Ireland Ltd.
O'Halloran Road
National Technology Park
Limerick
Ireland

Esophageal Dilation Balloon

食道扩张球囊

Balónek pro dilataci jícnu

Dilatationsballon til øsofagus

Oesofageale dilatatieballon

Ballonnet de dilatation oesophagienne

Ösophagusdilatationsballon

Μπαλόνι οισοφαγικής διαστολής

Nyelőcső tágítóballon

Palloncino per dilatazione esofagea

Balon do poszerzania przelyku

Balão de dilatação esofágico

Balón de dilatación esofágica

Esophagusdilatationsballong

19244/0206

COOK®

Endoscopy