

A preparação suave leva ao sucesso do reparo da fístula.

DESIGN ESPECÍFICO

O único produto disponível que foi especificamente projetado para a identificação e preparo do trato da fístula.

TOTALMENTE SUAVE

Limpa e desata suavemente o trato da fístula com um movimento de ida e volta, removendo o tecido não-vascularizado.

SISTEMA COORDENADO

Une-se perfeitamente ao plugue para fístula Surgisis® Biodesign™, servindo como um condutor para puxar o plugue ao local correto.



Usado para identificar, limpar ou desatar um trato da fístula anal ou retovaginal e para facilitar a colocação do plugue para fístula Surgisis Biodesign.

Fornecido esterilizado em embalagem de fácil abertura. Destina-se a uma única utilização.


Não se destina a uso vascular.

Não aumente o diâmetro do trato da fístula.

Referência global do produto	Código do produto	Comprimento (cm)
G48527	J-FB-100	46

PRODUTOS ACESSÓRIOS

Plugue para fístula Surgisis Biodesign



Fístula anal

Fístula anal e retovaginal



www.cookmedical.com

COOK MEDICAL INCORPORATED

P.O. Box 4195, Bloomington, IN 47402-4195 U.S.A.
Phone: 812.339.2235, Toll Free: 800.457.4500, Toll Free Fax: 800.554.8335

COOK (CANADA) INC.

111 Sandiford Drive, Stouffville, Ontario, L4A 7X5 CANADA
Phone: 905.640.7110, Toll Free: 800.668.0300

WILLIAM A. COOK AUSTRALIA PTY. LTD.

Brisbane Technology Park, 12 Electronics Street, Eight Mile Plains
Brisbane, QLD 4113 AUSTRALIA, Phone: +61 7 38 41 11 88

COOK IRELAND LTD.

O'Halloran Road, National Technology Park, Limerick, IRELAND
Phone: 353 613 34440

© COOK 2008

SUR-BM-FB-PT-BR-200805